



# PeriData Merkblatt

für die Praxis / Klinik \_\_\_\_\_

ergänzt und geprüft am \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

<p>Wie starte ich PeriData aus der Praxis-Software ?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Patienten-Akte in der Praxis-Software öffnen</li><li>▶ ..</li><li>▶ ..</li> <li>▶ das PeriData-Fenster zeigt die bisher gespeicherten Untersuchungen</li></ul>
<p>Wie sende ich die aktuelle Untersuchung vom Gerät zu PeriData?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ PeriData aus der Akte starten &gt;&gt; wartet auf Daten</li><li>▶ beim Speichern am Ende der Untersuchung werden die Daten automatisch gesendet</li></ul>
<p>Wie sende ich gespeicherte Untersuchungen vom Gerät zu PeriData ?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ klicke auf das rote Perimeter-Symbol &gt;&gt; ein Fenster öffnet sich </li><li>▶ klicke auf den Button <b>? HILFE</b> &gt;&gt; eine genaue Beschreibung für dein Gerät wird gezeigt</li></ul>
<p>Wo rufe ich bei Problemen an ?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ +49 22 044 264 770</li><li>▶ Deutschland 022 044 264 770</li><li>▶ email: <a href="mailto:info@peridata.com">info@peridata.com</a></li></ul>